

一次性口罩成品检验报告

Test report of disposable face masks

QR-8.2.6A-02-16-2 No:

报告日期: 2020年05月29日

Report Date: 2020.05.26

检验依据: Q/KK·TC8.2.6A-02-16-2020 《紧急防护民用口罩成品检验规程》

Guide (Provisional), Q/KK·TC8.2.6A-02-16-2020 <Inspection Spec. for the finished products of emergency protective civil masks>

规格: 17.5cm×9.5cm	生产数量: 2500000 片	抽检数量: 50 片	生产批号: GK20412 订单号: GK20434
Size: 17.5cm×9.5cm	Quantity: 2500000 PCS	Amount Tested: 50 PCS	LOT : GK20412 Order No.: GK20434

检验项目 Test Item	条款 Terms	性能指标 Standard Requirements	检验结果 Test Result	结论 Conclusion
基础要求 Basic requirements	1.1	口罩应能安全牢固地护住口、鼻。 The mask should be able to protect the mouth and nose safely and firmly.	符合 Pass	合格 Qualified
	1.2	口罩原材料不应使用再生料, 无异味。 The raw materials of the masks should not use recycled materials and have no peculiar smell.	符合 Pass	合格 Qualified
	1.3	口罩不应存在可触及的锐利角和锐利边缘, 不对佩戴者构成伤害。 There should be no sharp angles and sharp edges that can be touched by the mask, which should not cause harm to the wearer.	符合 Pass	合格 Qualified
	1.4	口罩应便于佩戴和摘除, 在佩戴过程中无明显的压迫感或压痛现象, 对头部活动影响较小。 The mask should be easy to put on and take off. There is no obvious feeling of pressure or tenderness during wearing, which has little effect on head movement.	符合 Pass	合格 Qualified
外观 Appearance	2.1	口罩表面不应有破损、油污斑渍\变形及其他明显的缺陷。 The surface of the mask should not be damaged, stained, deformed and other obvious defects.	符合 Pass	合格 Qualified
规格尺寸 Size	3.1	尺寸 17.5×9.5cm 注: 尺寸允许误差±0.5cm。 Size: 17.5cm×9.5cm Note: Tolerance ±0.5cm	17.5cm× 9.3cm	合格 Qualified
鼻夹 Nose clip	4.1	口罩上应配有鼻夹, 鼻夹长度应不小于 8cm。 The nose mask should be equipped with a nose clip, the length of the nose clip should not be less than 8cm.	9.8cm	合格 Qualified
口罩带 Mask strap	5.1	每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于 10N。 The breaking strength at the connection point between each mask strap and mask should not be less than 10N.	13.5N	合格 Qualified
微生物清洁度 (cfu/g) Microbial cleanliness	6.1	≤30	22	TYPE IIR
压力差 (pa/cm ²) Differential pressure	7.1	<60	43.6	TYPE IIR
抗溅压力 (kPa) Splash resistance pressure	8.1	≥16.0	20.0	TYPE IIR
细菌过滤 (BFE) % Bacterial filtration efficiency (BFE)	9.1	≥95%	99.3	TYPE IIR
备注 Remarks	11.1	附照片, 附件一。 Attached photo in Annex		
检验结论 Test conclusion :	经检验的产品样本各项指标均符合《紧急防护民用口罩成品检验规程》的要求及符合谱尼 EN14683:2019 检测, 报告号为 BOYVMR1R827797L1。 All indexes of the tested product samples meet the requirements in <Inspection Spec. for the finished products of emergency protective civil masks>, meet the EN14683:2019 test by Pony, report No.: BOYVMR1R827797L1.			

检验人/Test: 卢雪梅

审核人/Check:





50
CRC-ELM-502R

Ear Loop Facemask
Masque facial avec attaches d'oreilles

Disposable 3-Ply Facemask with Earloops
Masque facial jetable à 3 épaisseurs avec attaches d'oreilles

A portion of all proceeds goes to support the Canadian Red Cross
Une partie de la vente sera versée à la Croix-Rouge canadienne.

Importeur: Solutions 234-230 Bessborough Dr., Downs, ONTARIO, Canada M2Z 1R9P
Importeur: Solutions 234-230 Bessborough Avenue, Downs, Ontario, Canada M2Z 1R9P
Fabricant: Zhejiang Kekang Medical Technology Co., Ltd. Made in China / Fabriqué en Chine



Adjust the bridge of your nose and place loops around your ears.
Adjust the upper and lower parts of the mask to fit the face.
Use two fingers to press the sides of the mask into the shape of the bridge of the nose.

型号规格: 17.5cm x 9.5cm - 3p
执行标准: GB/T 32610-2016
生产批号: GK20412
生产日期: 2020-05
有效期至: 2年
检验员号: 01
建议储存条件: 温度
相对湿度: 85%

Product: Non-Medical Face Mask
Item: 17.5cm x 9.5cm - 3p
Material: 65% PP non-woven, 35% meltblown
Executive Standard: GB/T 32610-2016
Lot No.: GK20412
MFG Date: 2020-05
Expiry: 2 Years
Storage: 14 to 104° F (-10 to 40° C), Relative humidity: 85%
Manufacturer: Zhejiang Kekang Medical Technology Co., Ltd.
Address: South village, Hongqiao Town, (inside Yueqing Science & Technology Incubation Innovation Service Center), 325608 Yueqing Zhejiang, China

生产批号: GK204

生产日期: 2020-0

有效期: 2年

检验员号: 01

建议储存条件: 温度

相对湿度: 85%

Product: Non-Medical Face Mask
Item: 17.5cm x 9.5cm - 3p
Material: 65% PP non-woven, 35% meltblown
Executive Standard: GB/T 32610-2016
Lot No.: GK20412
MFG Date: 2020-05
Expiry: 2 Years
Storage: 14 to 104° F (-10 to 40° C), Relative humidity: 85%
Manufacturer: Zhejiang Kekang Medical Technology Co., Ltd.
Address: South village, Hongqiao Town, (inside Yueqing Science & Technology Incubation Innovation Service Center), 325608 Yueqing Zhejiang, China

50

CRC-ELM-502R



Mask Instructions Instructions pour le masque

DONNING A MASK COMMENT ENFILER UN MASQUE



DOFFING A MASK COMMENT ENLEVER UN MASQUE



1 866 221-2232 | English: mycrsupport@redcross.ca | Français: macrsoutien@croixrouge.ca

Ear Loop Facemask
Masque facial avec attaches d'oreilles

Disposable 3-Ply Facemask with Ear Loops
Masque facial jetable à 3 couches avec attaches d'oreilles
À jeter. Ne pas réutiliser. Pour le support client contactez le 1-866-221-2232.

Manufactured in Canada by 3M Health Care, St. Paul, MN, USA
Produit fabriqué au Canada par 3M Health Care, St. Paul, MN, USA
© 2020 3M Health Care. All rights reserved. 3M and the 3M logo are trademarks of 3M Company. 3M and the 3M logo are registered trademarks of 3M Company in the United States and other countries.

Ear Loop Facemask
Masque facial avec attaches d'oreilles

Disposable 3-Ply Facemask with Ear Loops
Masque facial jetable à 3 couches avec attaches d'oreilles
À jeter. Ne pas réutiliser. Pour le support client contactez le 1-866-221-2232.

Manufactured in Canada by 3M Health Care, St. Paul, MN, USA
Produit fabriqué au Canada par 3M Health Care, St. Paul, MN, USA
© 2020 3M Health Care. All rights reserved. 3M and the 3M logo are trademarks of 3M Company. 3M and the 3M logo are registered trademarks of 3M Company in the United States and other countries.